

Протокол за терапията	Апликатор / Показание	Плътност на енергията	Продължителност на импулса
I	PR 530 Телеангиектазии по лицето (средни)	9 J/cm ²	10 ms
	Розацея (червена)	7,4 J/cm	Двоен импулс
	Розацея (розова)	2,5 J/cm ²	0,5 ms
II	PR 530 Телеангиектазии по лицето (средни)	6,6 J/cm	10 ms
	Розацея (червена)	7,4 J/cm ²	Двоен импулс
	Розацея (розова)	2,5 J/cm	0,5 ms
III	PR 530 Телеангиектазии по лицето	Средни	13 ms
		9,4 J/cm ²	
		Тънки	10 ms
		7,4 J/cm ²	
	Розацея (червена)	8 J/cm ²	Двоен импулс
	Розацея (розова)	4,5 J/cm ²	1 ms
	Nd:YAG 1064 nm	235,3 J/cm ²	12 ms
I	За резистентни телеангиектазии по носа		
	Размер на спота 1,5 mm		
	PR 530 Телеангиектазии по лицето (средни)	10,9 J/cm ²	10 ms
	Розацея (червена)	8,2 J/cm ²	Двоен импулс
	Розацея (розова)	5,4 J/cm ²	1,5 ms
II	PR 530 Телеангиектазии по лицето (средни)	9,4 J/cm ²	13 ms
	Розацея (червена)	7,4 J/cm ²	Двоен импулс
	Розацея (розова)	2,5 J/cm ²	0,5 ms
III	PR 530 Телеангиектазии по лицето (тънки)	7,4 J/cm ²	10 ms
	Розацея (розова)	2,5 J/cm ²	0,5 ms